


機械器具 6 9 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科重合用光照射器 357750000

特定保守管理医療機器

ブルーショット

【形状・構造及び原理等】

[外観]



番号	名称	番号	名称
1	ハンドピース	4	バッテリーパック
1 - A	ハイモードボタン	4 - A	充電端子部
1 - B	タイマー設定ボタン	4 - B	接続端子部
1 - C	モード選択ボタン	5	充電ベース
1 - D	スタートボタン	5 - A	充電ランプ
1 - E	液晶ディスプレイ	5 - B	インレット
2	ライトガイド	6	A C アダプター
3	ライトプロテクター		

[電気の定格]

1) ハンドピース

電源 専用バッテリーパック
(リチウムイオン充電電池 DC3.7V)
：安全特別低電圧機器
電撃に対する保護の型式及び程度
内部電源機器 B F 型装着部

2) 充電ベース

電源 DC5V (付属 A C アダプター)
電源入力 7.5VA

3) バッテリーパック

電池種類 リチウムイオン電池 3.7V (専用電池パック)
定格容量 2400mAh

4) A C アダプター

電源入力 AC100 240V 0.5A
出力 DC5V 2.0A

[寸法及び質量]

1) ハンドピース

寸法 幅 96 × 長さ 215 × 高さ 37 (mm)
質量 約 175g (バッテリーパック含む)

2) ライトガイド

寸法 長さ 95 × 照射口径 8 (mm)

3) 充電ベース

寸法 幅 178 × 奥行 175 × 高さ 137 (mm)
質量 約 225g

4) バッテリーパック

寸法 長さ 107 × 高さ (最大) 33 (mm)
質量 約 65g

【使用目的、効能又は効果】

440～490nm に適応する光重合触媒が使用された光重合型歯科用
レジン材料の重合に用いる。

【品目仕様等】

[特性・性能又は機能]

1) ハンドピース

型式 BS -01
使用温湿度範囲 温度 10～40 、湿度 30～85%
保存温湿度範囲 温度 0～50 、湿度 10～85%
電撃に対する保護 内部電源機器 B F 型装着部
の型式及び程度
光出力波長 440～490nm
放射照度 約 1000mW/cm² (ハイモード時)
照射モード

ハイモード：連続的に最大照度 (約 1000mW/cm²) を照射。
照射時間は 10 秒、20 秒、30 秒より選択。

ノーマルモード：

連続で最大照度の 65% (約 650mW/cm²) を照射。
照射時間は 20 秒、30 秒、CON (最大 3 分) より
選択。

ソフトスタートモード：

(1) 最初の 5 秒間で光強度が 0 最大照度の
65% (約 650mW/cm²)
(2) 次の 15 秒間は最大照度 (約 1000mW/cm²) を
連続照射。

照射時間は 20 秒固定。

パルスモード：最大照度 (約 1000mW/cm²) を 0.1 秒間照射し、
その後 0.05 秒間出力を停止。このサイクルを
照射時間内、繰り返し行う。
照射時間は 20 秒、30 秒、CON (最大 3 分) より
選択。

2) 充電ベース

型式 BS -02
使用温湿度範囲 温度 10～40 、湿度 30～85%
保存温湿度範囲 温度 0～50 、湿度 10～85%

3) バッテリーパック

型式 BS -03
電池種類 リチウムイオン電池 3.7V (専用電池パック)
定格容量 2400mAh

[安全性に関する規格]

- 1) 電気的安全性 JIS T 0601 -1:1999
2) EMC (電磁両立性) 適合性 JIS T 0601 -1 -2:2002

【操作方法又は使用方法等】

詳細な設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必
ず参照してください。

[設置・接続方法]

1) 充電ベースと A C アダプターの接続

充電ベース後部のインレットの奥まで、A C アダプターのコ
ネクターを確実に差し込んでください。
A C アダプターのプラグを交流 100V コンセントに差し込んで
ください。

2) バッテリーパックの取り付け

バッテリーパックをハンドピースに、ゆっくりはめ込んでく
ださい。
充電が完了すると、充電インジケータの緑色のランプが点
灯します。

3) ライトガイドの取り付け

ライトガイドをハンドピースにゆっくりと挿し込んでくださ
い。

4) ライトプロテクターの取り付け

ライトプロテクターをライトガイドに取り付けてください。

取扱説明書等を必ずご参照ください。

- 5) 充電
充電ベースの前方にハンドピースを挿し込んでください。
充電ランプの赤ランプが点灯して、充電を開始します。
充電が完了すると充電ランプの緑ランプが点灯します。

〔操作方法〕

- 1) スタートボタンを2秒間長押しして、電源をONにします。
2) ハイモードボタン、モード選択ボタン及びタイマー選択ボタンを押して、照射モード及び照射時間を選択します。
本品の照射モードは、以下のモードを選択できます。
ハイモード
ノーマルモード
ソフトスタートモード
パルスモード
3) ライトガイド先端を重合対象物に近接し、スタートボタンを押します。
4) 滅菌について
術後のライトガイドはオートクレーブ(134 3分、又は121 30分)による滅菌を行います。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 電源コードを充電ベースのインレットに接続したり、取り外すときは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと。
2) 引火性の物や、爆発性の物を近くに置かないこと。
3) ACアダプターは交流100V以外で使用しないこと。
4) ハンドピース、充電ベースやバッテリーに水や薬液がかからないようにすること。ショートして火災や感電の危険、また錆びて故障の原因になる。
5) ハンドピースや充電ベースは落下させないこと。充電ベースは水平で安定した場所に設置すること。
6) 電源コードはガスバーナーや熱源の近くに寄せないように注意すること。燃えたコードは補修せずに新品に交換すること。
7) 長時間(1週間以上)使用しないときは、ハンドピース及び充電ベースからバッテリーを抜くこと。
8) 充電しないときは、充電ベースの電源プラグをコンセントから抜くこと。
9) ライトガイドは落としたり、ぶつけたり、乱暴に取扱わないこと。
10) 直射日光、火気、またストーブの近くなど、高温になる場所での使用や放置はしないこと。
11) コンセントは緩んでいたたり、ホコリのたまったものを使用しないこと。また、風通しをよくすること。
12) 充電ベースは本器のバッテリー以外の物には絶対に使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
取扱説明書等および「医用電気機器の使用上の注意事項」を必ず参照すること。
照射光を直射したり、人に向かって照射しないこと。また、反射している光に対しても直射を避けること。
水をかけないこと。
濡れた手で電源プラグをコンセントより抜き差ししないこと。
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜くこと。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理な力を加えたりしないこと。
万一、電池の液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに流水で充分洗い流すこと。
充電ベースの端子部分に指で触れないこと。また、針金、安全ピン等の導電性の物が入らないようにすること。
バッテリーバックからの液漏れ、ハンドピースの外装の部分的な変色・変形、異臭などの異常が発生したときは、使用を中止し修理を依頼すること。
充電ベースの外装の部分的な変色・変形・異臭などの異常が発生したときは、ただちに電源プラグを抜き、修理を依頼すること。
万一、電池の液が漏れて目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
バッテリーバックは必ず専用バッテリーを使用すること。
本器は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
本器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・本器は、湿気を避けて室温にて保管すること。
- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の保守・点検の項を必ずお読みください。

- 1) 取扱説明書等に従い、日常の保守・点検を励行すること。
2) 本器を使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して、取扱説明書等に従って、点検または修理依頼をすること。
3) 分解・修理や改造は絶対に行わないこと。
4) 本器の表面は中性洗剤を水でうすめ、柔らかな布に含ませて清拭してください。
5) ライトガイド照射口に付着したコンポジットレジンなどは、プラスチック製スパチュラなどで除去すること。金属製のインスツルメントは使用しないこと。

【包装】

〔セット包装〕

ブルーショット：一式

- 1) ハンドピース 1
2) ライトガイド 1
3) 充電ベース 1
4) 付属品
 バッテリーバック 1
 ライトプロテクター 1
 ACアダプター 1

〔単品包装〕

- 1) ライトガイド
2) バッテリーバック
3) ライトプロテクター
4) ACアダプター

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112
製造元	ENTER TECH CO., LTD. エンターテック
国名	大韓民国